

VISUALIZZAZIONE DEI CASI SULLA PIATTAFORMA RealAligner

ACCESO PORTAL WEB

- Passo 1.** Accedere al sito www.realaligner.com nella sezione **Professionista**.
- Passo 2.** Una volta entrati, cliccare sul pulsante **Portale**.
- Passo 3.** Questo pulsante porterà alla schermata di **login**, dove sarà necessario inserire l'indirizzo **email** e la **password** utilizzati in fase di registrazione.



Accesso

Inserisci i tuoi dati per accedere al tuo spazio personale

E-mail

Password

Accedi

Rimprova password

Non siete registrati?

Registro

- Passo 4.** Entrare nella sezione **Area del cliente**, da cui sarà possibile accedere alle diverse opzioni che la piattaforma offre.
- Passo 5.** Accedere alla parte I **tuoi casi clinici**.



- All'interno di questa sezione, la piattaforma mostra un **elenco di casi clinici**, suddivisi per numero di caso, data, dati del medico, dati della clinica e stato di avanzamento.

Ref	Numero de historial	Fecha	Tipo de incidencia	Dr./Dra.	Cliente	Estado
#197948		30/05/2025	Casos clinicos			Pianificato
#197923		30/05/2025	Casos clinicos			Pianificato
#197922		29/05/2025	Casos clinicos			Pianificato
#197921		29/05/2025	Casos clinicos			Pianificato
#197920	2189	29/05/2025	Casos clinicos			Pianificato
#197919	3248	29/05/2025	Casos clinicos			Pianificato

- Selezionando uno qualsiasi dei casi presenti nell'elenco, sarà possibile accedere a tutte le informazioni relative alla **fase del processo** in cui si trova il caso e alla **data** dell'ultimo aggiornamento effettuato.

- I **cambi di fase** avvengono man mano che le informazioni vengono caricate nel sistema; ad esempio, una volta ricevute le registrazioni e verificato il corretto formato, il caso passa automaticamente allo stato **Pianificazione**.

- Tutti questi cambiamenti vengono comunicati all'utente tramite email, così da tenerlo sempre aggiornato sulla fase in cui si trova il suo caso.

- Passo 6.** Visualizza la tua pianificazione all'interno della sezione Casi Clinici, con l'opzione di consultare tutte le informazioni sul piano di trattamento proposto: misure, allegati e l'animazione del caso, per poter mostrare al paziente il piano di trattamento studiato su misura per lui.



Passo 7. Guida al trattamento, la sezione dove sarà disponibile tutta l'informazione clinica del caso, inclusi IPR proposto, elementi accessori, misure e raccomandazioni cliniche.

Passo 8. Decisione finale. Una volta revisionato il caso, l'utente avrà diverse opzioni tra cui scegliere, in base alla decisione presa.

- In caso di **richiesta di revisione del caso**, la piattaforma offre all'utente la possibilità di specificare il motivo della revisione e, tramite un testo libero, spiegare le modifiche da considerare per la ripianificazione.

- In caso di **accettazione del caso**, il sistema passerà automaticamente alla fase successiva e il team di RealAligner riceverà la conferma per iniziare il processo di produzione.

- Una volta ricevuto l'ordine, **inizierà il processo di produzione** degli allineatori. L'utente potrà seguire l'intero percorso dalla sezione Fasi e sarà aggiornato tempestivamente su qualsiasi novità riguardante il suo caso.

- L'utente dispone inoltre di un'area di **comunicazione diretta** con il team di RealAligner, tramite la quale potrà inviare per iscritto qualsiasi dubbio o domanda sul proprio caso; le richieste verranno gestite e risposte dal team nel più breve tempo possibile.

Benvenut@ nella *rivoluzione dei sorrisi!*

www.realaligner.com